

pl 200

Cuscino a memoria di forma Cushions in viscoelastic foam

Codice Code	Misura (cm) Size (cm)
PL200/4040	40X40X6
PL200/4242	42X42X6
PL200/4545	45X45X6

*altre misure disponibili su richiesta
other sizes available on request*



Cover

2 Bielastico
Bistretch

5 Bielastico + 3D + antiscivolo
Bistretch + 3D + antislip

Cuscino antidecubito realizzato in espanso viscoelastico a lenta memoria. Il materiale consente al cuscino di modellarsi automaticamente in funzione del paziente, così da garantire l'ottimale e uniforme distribuzione del peso e riducendo la pressione di contatto con la superficie sottostante.

Grado di rischio:
prevenzione.

Anti-decubitus cushion is manufactured with viscoelastic memory foam. This material permits the cushion to automatically modelling itself to the patient, therefore to guarantee the optimal and uniform weight distribution and reducing the contact pressure with the below surface.

Risk level:
prevention.

