

Cuscino anatomico a lenta memoria Anatomic cushion in memory foam

pl 3000

Codice Code	Misura (cm) Size (cm)
PL3000/4040	40X40X8
PL3000/4242	42X42X8
PL3000/4545	45X45X8

*altre misure disponibili su richiesta
other sizes available on request*



Cover

2 Bielastico
Bistretch

5 Bielastico + 3D + antiscivolo
Bistretch + 3D + antislip

Cuscino antidecubito in viscoelastico costituito da una base anatomica preformata in schiuma di poliuretano a "lenta memoria", ideale per lo scarico ottimale delle pressioni di contatto verso il paziente. L'altezza della base consente un ottimale affondamento delle prominente ossee, riducendo i picchi pressori e quindi il rischio di insorgenza di lesioni da decubito.

Grado di rischio:
prevenzione.

Anti-decubitus viscoelastic cushion manufactured with an anatomic polyurethane memory foam base, perfect for the sinking of contact pressures. The height of the base allows an excellent osseous protrusions sinking, reducing the pressure peaks and, therefore, the risk of decubitus sores.

Risk level:
prevention.

