

## Materasso in poliuretano espanso a cellule aperte Mattress in polyurethane foam static open-cells

## LASTRA PRIME

Codice Code	Densità (kg/m <sup>3</sup> ) Density (kg/m <sup>3</sup> )	Tessuto Cover	Misura (cm) Size (cm)	Portanza funzionale (Kg) Max supported weight (Kg)
PRIME 30/B	30	2. Bielastico/Bistretch	195X85X14	160
PRIME 30/F	30	3. Fasciato/Striped		
PRIME 40/B	40	2. Bielastico/Bistretch		230
PRIME 40/F	40	3. Fasciato/Striped		

altre misure disponibili su richiesta  
other sizes available on request



### Cover

**2** Bielastico  
Bistretch

**3** Fasciato  
Striped

Materasso antidecubito preventivo in poliuretano espanso a cellule aperte per garantire una migliore traspirabilità verso la cute del paziente. Struttura a lastra unica o a più sezioni, adattabile a qualsiasi tipologia di letto articolato.

**Grado di rischio:**  
prevenzione.

Anti-decubitus prevention mattress, made of expanded PU foam, with open cells grants a better transpiration towards the patient skin. One or more layers are adaptable to any kind of profiled beds. The mattress is anti-allergic, anti-bacterial, anti-fungine.

**Risk level:**  
prevention.

