


Materasso in poliuretano espanso ventilato Mattress in ventilated polyurethane foam

RSFT

Codice Code	Misura (cm) Size (cm)	Portanza funzionale (Kg) Max supported weight (Kg)
RSFT	195X85X14	160

*altre misure disponibili su richiesta
other sizes available on request*



Cover

- 1 Bielastico + antiscivolo (serigrafia su richiesta)
Bistretch + antislip (serigraphy on request)

Materasso antidecubito preventivo in poliuretano espanso ventilato, adattabile ai movimenti di tutti i letti articolati, disponibile a sezione unica o a più sezioni.

E' un materasso con design innovativo a tronchi di piramide sulla faccia superiore che permette una migliore aerazione verso il paziente riducendo i rischi di macerazione cutanea.

La sua composizione garantisce nel tempo una riduzione ottimale delle pressioni di contatto e un buon comfort per l'utilizzatore e per l'operatore/care giver.

Grado di rischio:

prevenzione e primo stadio.

Ventilated polyurethane foam anti-decubitus mattress with a castellated structure, adaptable to the movement of any profiled bed. It is available both singular-section and multiple-section.

It is a preventive mattress with its innovative pyramidal castellation design on the top that permits a better ventilation towards the patient limiting cutaneous maceration risks.

The material properties guarantee a long-term optimal contact pressure reduction, permits the surface to sustain the patient weight giving comfort to the patient and to the care giver.

Risk level:

prevention and first level.