Cuscino in viscoelastico con inserto in gel Viscoelastic cushion with gel inserts

pl 1000 - 1000/F

	Codice Code	Misura (cm) Size (cm)
	PL1000/4040	40X40X3
*	PL1000/F/4040	
	PL1000/4242	42X42X3
*	PL1000/F/4242	
	PL1000/4545	45X45X3
*	PL1000/F/4545	

altre misure disponibili su richiesta other sizes available on request

CoverBielastico
Bistretch



* Versione con il foro * Central hole version

Cuscino antidecubito in viscoelastico compatto costituito da uno strato di gel di poliuretano e uno strato di poliuretano espanso. L'azione combinata dei due componenti garantisce una diminuzione delle pressioni di contatto e consente un significativo aumento della superficie di appoggio.

Disponibile anche nella versione con foro centrale.

Grado di rischio:

prevenzione.

Anti-decubitus cushion manufactured with compact viscoelastic, composed by a polyurethane gel layer and an expanded polyurethane layer. Their combined action guarantees a decrease of the contact pressures and allows a big increase of the surface support.

Available also in a central-hole version.

Risk level:

prevention.