



La produzione è interamente italiana con macchinari all'avanguardia in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in tempi rapidi con un elevato standard qualitativo.

The production is completely Italian. Our products are manufactured with high tech machinery, in order to quickly satisfy the customers' needs at high quality standard.



EUROAUSILI S.r.l.

Stabilimento e Show Room:
Via R. Cuttica, 43/45
20025 Legnano (MI) - Italy

tel. +39.0331.542850/0331.440931
fax +39.0331.547929

Stabilimento:
Via Genova, 21
20020 Villa Cortese (MI) - Italy

web: www.euroausili.it
email: info@euroausili.it

rev.0/2020

www.euroausili.it

Green Support

Linea Green Support, sistemi antidecubito monouso realizzati in poliuretano a lenta memoria viscoelastico per il posizionamento dei pazienti in sala operatoria.

Green Support Line, disposable anti-decubitus systems made of viscoelastic memory foam PU made for positioning patients in the operating room.



 **EUROAUSILI**
SISTEMI E ACCESSORI ANTIDECUBITO
ANTIDECUBITUS SYSTEMS AND ACCESSORIES

www.euroausili.it

PL610/B - PL610/M - PL610/L


La linea Green Support è stata studiata da Euro Ausili per assistere l'operatore sanitario nel posizionamento del paziente in sala operatoria (es. posizioni di Titt, Trendelenburg, Antitrend).

The Green Support line has been studied from Euro Ausili to assist healthcare professionals in positioning the patient in the operating room (e.g. Titt, Trendelenburg, Antitrend positions).

I dispositivi della linea Green Support oltre a diminuire le pressioni di contatto, sono monouso e permettono quindi di eliminare tempi e costi di pulizia.

The Green Support line devices, in addition to decreasing the contact pressures, are disposable and therefore allow to eliminate cleaning times and costs.

Schema dei prodotti della linea Green Support



PL610/B



Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 13 x 46 cm
- Portata massima: Altezza 2.5 cm: 20-100 Kg / Altezza 5 cm: 100-160 Kg / Altezza 7,5 cm: 160-250 Kg

Technical features

- Dimensions: 13 x 46 cm
- Maximum patient weight: Device thickness: 2.5 cm: 20-100 Kg / Device thickness: 5 cm: 100-160 Kg / Device thickness 7,5 cm: 160-250 Kg

PL610/M




Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 50 x 75 cm
- Portata massima: Altezza 2.5 cm: 20-100 Kg / Altezza 5 cm: 100-160 Kg / Altezza 7,5 cm: 160-250 Kg

Technical features

- Dimensions: 50 x 75 cm
- Maximum patient weight: Device thickness: 2.5 cm: 20-100 Kg / Device thickness: 5 cm: 100-160 Kg / Device thickness 7,5 cm: 160-250 Kg

PL610/L



Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 50 x 190 cm
- Portata massima: Altezza 2.5 cm: 20-100 Kg / Altezza 5 cm: 100-160 Kg / Altezza 7,5 cm: 160-250 Kg

Technical features

- Dimensions: 50 x 190 cm
- Maximum patient weight: Device thickness: 2.5 cm: 20-100 Kg / Device thickness: 5 cm: 100-160 Kg / Device thickness 7,5 cm: 160-250 Kg