



SURGERY DEPARTMENT LINE

**Dispositivi Medici e Kit per
il Posizionamento Sicuro
ed efficace in sala operatoria**

www.euroausili.it

Euro Ausili S.r.l.

Stabilimento e Showroom:
Via R. Cuttica, 43/45
20025 Legnano (MI) - Italy

Stabilimento:
Via Genova, 21
20020 Villa Cortese (MI) - Italy

info@euroausili.it
Tel. +39.0331.542850

Surgery department line

EURO AUSILI risponde a quanto indicato nelle raccomandazioni delle linee guida e alle recenti indicazioni scientifiche in merito alla corretta gestione del posizionamento chirurgico sviluppando una innovativa linea di dispositivi medici specifici dedicati alla sala operatoria. I prodotti appositamente progettati rappresentano soluzioni innovative di altissimo livello, efficaci nel posizionamento chirurgico in sicurezza.

Made in Italy


Patent Pending

GREEN SUPPORT



La linea brevettata GREEN SUPPORT è stata studiata ed appositamente realizzata per⁽¹⁾:

- + Prevenire le forze da scivolamento.
- + Prevenire le forze da frizione.
- + Posizionare correttamente l'assistito sul tavolo operatorio: proteggendo le protuberanze ossee e il nervo ulnare modellandosi passivamente alle forme del corpo e fornendo un alto livello di comfort.
- + Prevenire i rischi da lesioni di pressione: evita il superamento della soglia limite di pressione esercitata dall'assistito sul letto operatorio aumentando la superficie di contatto.

Supporto in poliuretano ad alta densità a memoria di forma: si adegua alle curve fisiologiche del paziente fornendo supporto e comfort.




Innovativi inserti adesivi in gel di poliuretano: si ancorano al tavolo operatorio con un solo gesto.



⁽¹⁾ I dati sono stati supportati da uno studio esplorativo sulle pressioni medie e sulle superfici, condotto su un campione di 81 soggetti, compresi tra i 23 e 60 anni, sia maschi sia femmine, considerando le variabili peso, altezza, temperatura, età. I rilevamenti sono stati rilevati tramite l'impiego di sensori capacitativi (Xsensor®), i quali hanno confermato una riduzione statisticamente significativa rispetto al non impiego.

Caratteristiche



APPLICAZIONI CHIRURGICHE:

Green Support è il supporto ideale per le procedure chirurgiche che:


- + Coinvolgono gli assistiti di qualsiasi età: pazienti pediatrici, adulti e anziani.
- + Hanno durata superiore alle 2 ore (per assistiti con BMI<18 anche nelle procedure di durata inferiore).
- + Richiedono posizioni Trendelenburg o anti Trendelenburg, sia medie che spinte.
- + Coinvolgono soggetti a rischio di sviluppare lesioni da pressione e/o con BMI>30.

KIT DA SALA OPERATORIA

Per agevolare ulteriormente il posizionamento è disponibile il KIT DA SALA OPERATORIA.

Esso include:

- + GREEN SUPPORT
- + Telo di scorrimento EASY SHEET
- + Cinture di sicurezza.



ANTISCIVOLO:

posizionamento sicuro e fisso del paziente.



ADESIVO:

elevato ancoraggio al tavolo operatorio effettuabile in un unico step, senza supporti ausiliari da fissare al tavolo operatorio, il quale rimane completamente libero su tutti i lati permettendo di fissare senza limitazioni gli eventuali accessori del letto operatorio utili all'intervento.



MONOUSO:


elimina i rischi di trasmissione ospedaliere crociate, facile da applicare e rimuovere.




ERGONOMICO:

adeguandosi all'anatomia del paziente aumenta notevolmente la superficie di contatto, diminuisce i picchi pressori prevenendo rischi da lesione da pressione.

PRIMA



DOPO



Surgery department line SCHEDA TECNICA

GREEN SUPPORT

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
PL610/M	GREEN SUPPORT MEDIO	50X75 cm
PL610/L	GREEN SUPPORT LARGE	50x190 cm
PL610/B	GREEN SUPPORT SMALL	13x46 cm

Altezza modulabile per tutti i codici sopraelencati: da 2.5 cm a 7.5 cm

KIT PER LA SALA OPERATORIA

CODICE	DESCRIZIONE
KITPL610/M	KIT: PL610/M, EASY SHEET, CINGHIE

I dispositivi Surgery Department Line sono marcati CE e sono dispositivi medici di classe I, in base alla regola I dell'allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745.



Bibliografia di riferimento:

National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Australia; 2019.

EORNA Best Practice for perioperative care First edition March 2015 Second edition November 2020.

Lubinu F., Laurini F., La riduzione della pressione media esercitata dall'assistito sul letto e l'incremento della superficie di contatto. 2019

Euro Ausili S.r.l.

Stabilimento e Showroom:
Via R. Cuttica, 43/45
20025 Legnano (MI) - Italy

Stabilimento:
Via Genova, 21
20020 Villa Cortese (MI) - Italy

www.euroausili.it

info@euroausili.it
Tel. +39.0331.542850