

www.euroausili.it

Basic 3MATIC

Una linea di sistemi per la prevenzione ed il trattamento di lesioni da decubito. *A wide line of systems for the prevention and treatment of pressure sores.*



EUROAUSILI


SISTEMI E ACCESSORI ANTIDECUBITO
ANTIDECUBITUS SYSTEMS AND ACCESSORIES

Basic 3MATIC - Basic 3MATIC PRO

La linea Basic 3MATIC rappresenta la soluzione più vantaggiosa per la prevenzione ed il trattamento di lesioni da pressione. Disponibile nella versione con funzionamento a 2 vie (*), si adatta sia all'ambiente ospedaliero che a quello domiciliare.

The Basic 3MATIC line is the best solution for the prevention and treatment of pressure sores. Available with the two ways system () version, suitable for both the hospital and home care.*

Alternanza a 2 vie (2 ways system) (*)



Basic 3MATIC



Cover



- Tessuto bielastico
- Impermeabile ai liquidi
- Traspirante al vapore
- Bistretch fabric
- Waterproof to liquid
- Breathable to vapor

Caratteristiche tecniche

- Sovramaterasso: altezza 11cm
- Portata funzionale Kg: 180
- CPR in corrispondenza della testa del paziente
- Elementi in nylon/pu intercambiabili e singolarmente sostituibili.

Technical features

- Overlay : height 11cm
- Max supported weight: 180 kg
- CPR Cardio Pulmonary Resuscitation function located at the head of the patient
- Inflatable elements made of Nylon/Pu, individually interchangeable and replaceable.



Basic 3MATIC PRO



Caratteristiche tecniche

- Materasso: altezza 15cm
- Portata funzionale Kg: 180
- CPR in corrispondenza della testa del paziente
- Elementi in nylon/ pu intercambiabili e singolarmente sostituibili.

Technical features

- *Mattress: height 15cm*
- *Max supported weigh Kg: 180*
- *CPR Cardio Pulmonary Resuscitation function located at the head of the patient*
- *Inflatable elements made of Nylon/Pu, individually interchangeable and replaceable.*



- Pannello di controllo con display e comandi soft-keys
- Regolazione del comfort su 7 livelli
- Blocco tasti per evitare modifiche alle impostazioni garantendo una sicurezza ottimale del sistema.
- Allarme visivo ed acustico silenziabile
- Funzionalità in modalità statica e dinamica

- *Display & soft keys panel control*
- *Adjustable comfort within 7 pressure levels*
- *Automatic key locking ensuring improved safety*
- *Acoustic/visual alarm system with silencer that trips in case of low mattress pressure*
- *Functionalities: static and dynamic mode*

I Sistemi della linea Basic 3MATIC sono omologati in classe 1IM

Component materials are certified by the manufacturer as fire resistant. Basic 3MATIC systems are homologated as class 1IM

Euro Ausili si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche tecniche o commerciali ritenute utili, pertanto i dati e le informazioni riportate possono subire modifiche e/o aggiornamenti. Euro Ausili is free to make any useful technical and commercial changes that are believed to be necessary at any time and without notice.



Made in Italy

La produzione è interamente italiana con macchinari all'avanguardia in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in tempi rapidi con un elevato standard qualitativo.

The production is completely Italian. Our products are manufactured with high tech machinery, in order to quickly satisfy the customers' needs at high quality standard.



EUROAUSILI S.r.l.

Stabilimento e Show Room:
Via R. Cuttica, 43/45
20025 Legnano (MI) - Italy
tel. +39.0331.542850/0331.440931
fax +39.0331.547929

Stabilimento:
Via Genova, 21
20020 Villa Cortese (MI) - Italy

web: www.euroausili.it
email: info@euroausili.it

rev. 0/2022

www.euroausili.it

